

شرکت من

HDL کلاسترول

Precipitation, Phosphotungstic acid
۱×۵۰ mL , ۱×۱۲/۵ mL

ارزش بالینی :

کلاسترول یک مولکول چربی است که در محیط آبی مانند پلاسما ، نامحلول می باشد.به همین علت حمل آن در گردش خون به شکل نیمه امولسیون ، با پیوستن به پروتئین هاوسایرچربیها وتشکیل لیپوپروتئین ها انجام می گیرد. لیپوپروتئین ها از نظر کمی و کیفی درمیزان چربی و پروتئین بکاررفته در ساختمانشان متفاوتندو این تفاوت ، سبب اختلاف در عملکردشان می شود.

مهمترین عامل طبقه بندی براساس تفاوت در چگالی آنهاست وانواعی با نامهای HDL (لیپوپروتئین با چگالی زیاد)، LDL (لیپوپروتئین با چگالی کم)، VLDL (لیپوپروتئین با چگالی بسیار کم) و برخی ترکیبات حدواسط که در مراحل سوخت و ساز چربیها بوجود می آید را شامل می شود. تقریباً ۵۰٪ از HDL شامل چربیهاست که ۲۰٪ از آن را کلاسترول تشکیل می دهد. HDL نقش مهمی را در برداشت کلاسترول از سلولها و در نتیجه پاکسازی سلولها برعهده دارد. بسیاری از مطالعات اپیدمیولوژی ، نقش ضد بیماریهای قلبی - عروقی این ماده و مفهوم " کلاسترول خوب " بودن آنرا تأیید می نماید. بنابراین زمانی که عدم توازن در نسبت کلاسترول توتال به HDL کلاسترول ویا نسبت LDL کلاسترول به HDL کلاسترول وجود داشته باشد، اندازه گیری HDL کلاسترول عامل مهمی برای ارزیابی خطر پیدایش ضایعات درجدار شریانها(atherogenesis)محسوب می شود.

اصول :

دراین روش اسیدفسفوتنگستیک در مجاورت یون منیزیم سبب رسوب شیلومیکرونها، VLDL, LDL می شود. پس از سانتریفوژ، HDL درمحلول رویی باقی می ماندو میزان کلاسترول آن به روش آنزیماتیک اندازه گیری می شود.

ترکیب معرفیها :

معرف شماره ۱ :	Phosphotungstic acid	14 mmol/L
معرف شماره ۲ :	Magnesium chloride	2 mol/L

توجه :

برای جلوگیری ازآلودگی معرفیها ، از وسایل تمیز یا یکبارمصرف استفاده نمائید. از پیپت کردن معرفیها با دهان خودداری کنید. هنگام کار از دستکش استفاده کنید. از تماس معرفیها با پوست و چشم خوداری کرده ودرصورت تماس ، موضع را با آب شستشودهید.

آماده سازی محلول رسوب دهنده :

۴ حجم معرف شماره ۱ را با ۱ حجم از معرف شماره ۲ مخلوط کنید.

پایداری :

درصورت نگهداری در دمای °C ۲-۸ و محافظت دربرابر نور ، کیت تا تاریخ انقضاء ذکرشده برروی جعبه قابل مصرف بوده و معرف کاری پس از تهیه ۶ هفته در دمای °C ۲۵-۲۰ پایداری می باشد.

نمونه ها :

سرم بیمار ناشتاHDL . سرم ۳-۱ روز در دمای یخچال وبرای مدت طولانی تر در °C ۵۰- پایدار می باشد.

دامنه مرجع:

دسته بندی براساس احتمال خطر ابتلاء به بیماریهای قلبی به شرح زیر می باشد:
HDL < ۴۰ mg/dL احتمال خطر ابتلاء به بیماریهای قلبی ، زیاد
HDL ≥ ۶۰ mg/dL احتمال خطر ابتلاء به بیماریهای قلبی ، کم

روش آماده سازی نمونه :

نمونه	۵۰۰ µL
محلول رسوب دهنده	۵۰ µL

مخلوط کنید . مدت ۱۰ دقیقه در دمای اتاق قرار دهید. سپس مدت ۱۵ دقیقه با دور ۵۰۰۰ rpm سانتریفوژنمائید. محلول رویی را از روی رسوب جدا کرده و بر روی آن آزمایش اندازه گیری کلاسترول انجام دهید. درصورت استفاده از کیت کلاسترول شرکت من به روش زیرعمل کنید.

آماده سازی معرف کاری برای اندازه گیری کلاسترول :

معرف شماره ۲ را با بافر شماره ۱ مخلوط کنید. پس از ۱۵ دقیقه معرف کاری آماده مصرف می باشد.

روش انجام آزمایش :

دمای °C ۳۷ ، طول موج nm ۵۰۰ ، کوت ۱ cm
دستگاه را در مقابل بلانک صفر کنید.

نمونه	استاندارد	بلانک	
آب مقطر	--	۱۰ µL	
استانداردپاکلیبراتور	۱۰ µL	--	
محلول رویی	--	--	۱۰ µL
معرف کاری	۱ mL	۱ mL	۱ mL

مخلوط کنید . پس از ۵ دقیقه قرار گرفتن در دمای °C ۳۷ جذب نوری لوله ها را یادداشت کنید.

محاسبه غلظت HDL کلاسترول :

جذب نوری نمونه
mg/dL غلظت نمونه = ۱/۱ × غلظت استاندارد ×
جذب نوری استاندارد

عدد ۱/۱ از عکس ضریب رقت حجم "نمونه" به حجم "نمونه+رسوب دهنده " بدست آمده است .

توجه :

اگرپس از سانتریفوژمحلول روی رسوب شفاف نبود ، ۵۰۰ µL محلول ۹ g/L کلریدسدیم را مجدداً با ۵۰ µL محلول رسوب دهنده به لوله آزمایش اضافه کنید.مخلوط نموده ، سانتریفوژ نمائید. در این حالت میزان کلاسترول بدست آمده به روش آنزیماتیک باید در ضریب رقت ۲/۲ ضرب شود.

محدوده اندازه گیری :

بالین روش محدوده mg/dL ۱۸۰-۱۰۰ کلاسترول قابل اندازه گیری می باشد.

دقت :

آزمایشها با استفاده از دستگاه اتوالایزر در دمای °C ۳۷ انجام شده است .

Within-run			
Level	n	Mean(mg/dL)	CV(%)
Low	20	30	1.7
Medium	19	56	1.6
High	20	97	1.7
Between-run			
Level	n	Mean(mg/dL)	CV(%)
Low	20	29	6.4
Medium	20	54	2.1
High	20	111	3.3

عوامل مداخله گر:

بیلی روبین کنزورگه تا غلظت mg/dL ۲۷ ، بیلی روبین غیرکنزورگه تا غلظت mg/dL ۲۹ و هموگلوبین تا غلظت mg/dL ۱۳۰ تداخلی در انجام واکنش ایجاد نمی کند.

آدرس دفتر فروش : بلوارکشاورز.نبش خیابان قدس. شماره ۴۱ طبقه پنجم
تلفن دفتر فروش : ۸۸۹۵۱۸۵۳-۸۸۹۵۴۱۵۲
نابرددفتر فروش : ۸۸۹۵۸۷۴۲

REFERENCES:

- 1- Expert Panel on Detection , Evaluation and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults(Adult Treatment Panel III) , Executive Summary of the third report of the national cholesterol Education Program (NCEP). JAMA, (2001), 285, 2486
- 2- Naito, H.K., Coronary Artery Disease and Disorders of Lipid Metabolism. Clinical Chemistry : Theory, Analysis , Correlation 4th Ed., Kaplan , L.A, Pesce, A.J., Kazmierczak, S.C., (Mosby, Inc. eds. St Louis USA) , (2003), 603 and appendix.
- 3- Rifai, N., Bachorik, P.S., Albers, J.J., Lipids, lipoproteins and apolipoproteins, Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry,. Burtis , C.A. & Ashwood , E.R. (W.B. Saunders eds. Philadelphia USA) , (2001) , 463
- 4- BursteinM., et al ., Rapid method for Isolation of Lipoproteins from Human serum by Precipitation with Polyanion. Journal of Lipid Research.,(1970), 11 , 583.
- 5- Lopes- Virella M.F., et al., Cholesterol Determination in High Density Lipoproteins Separated by Three Different Methods. Clin. Chem.,(1997) , 23 , 882.
- 6- Tietz, N.W., Clinical guide to laboratory tests . 3th Ed.,(W.B Saunders eds. Philadelphia USA), (1995), 334.
- 7- Vassault A., et al. ,Ann.Biol.Clin., (1986) , 44 , 686 .
- 8- Vassault A., et al. ,Ann.Biol.Clin., (1999) , 57 , 685.
- 9- Young, D.S., Effects of preanalytical variables on clinical laboratory tests, 2th Ed., AACC Press, (1997).
- 10- Young, D.S., Effects of drugs on clinical laboratory tests, 4th Ed., AACC Press, (1995).
- 11- Berth, M. & Delanghe, J. Protein precipitation as a possible important pitfall in the clinical chemistry analysis of blood samples containing monoclonal immunoglobulins: 2 case reports and a review of literature , Acta Clin Belg., (2004) , 59, 263