

# شرکت من

## LDH


DGKC,Kinetic,UV  
Pyruvate → Lactate  
Stable Liquid  
۲ × ۵۰ mL  
۱ × ۲۵ mL

### ارزش بالینی :

لاکتات دهیدروژناز تقریباً در تمام سلولهای بدن یافت می شود . اما دارای بالاترین میزان فعالیت در سلولهای قلب ، کبد، کلیه و ماهیچه اسکلتی می باشد. در نتیجه بالا بودن میزان LDH سرم برای هیچ بیماری و یا اختلالی اختصاصی نمی باشد. میزان LDH در آنفراکتوس حاد میوکارد ، اختلالات کبدی (هیپاتیت ویروسی و سیروز ) ، دیستروفی عضلانی ، سرطان ، متاستاز، آنمی (همولیتیک و مگالوبلاستیک ) ، اختلالات کلیوی و بسیاری بیماریهای دیگر همراه با آسیب های بافتی افزایش می یابد.

### اصول :

بر اساس روش توصیه شده توسط DGKC مقدار مصرف NADH و تبدیل آن به NAD<sup>+</sup> متناسب با فعالیت آنزیم LDH می باشد.



LDH = Lactate dehydrogenase

### ترکیب معرفها:

معرف ۱	
Tris Buffer (pH=7.2)	100 mmol/L
Sodium chloride	255 mmol/L
Pyruvate	2 mmol/L
معرف ۲	
NADH	1.3 mmol/L

### توجه :

برای جلوگیری از آلودگی معرفها ، از وسایل تمیز یا یکبارمصرف استفاده نمائید. از پیپت کردن معرفها با دهان خودداری کنید. هنگام کار از دستکش استفاده کنید. از تماس معرفها با پوست و چشم خودداری کرده و در صورت تماس ، موضع را با آب شستشو دهید.

ممکن است فعالیت بالای آنزیم LDH سبب شود که نتایج به طور کاذب پائین تر از میزان واقعی بدست آید. این امر ناشی از مصرف کامل سوپسترای NADH قبل از خوانش اولین جذب نوری می باشد. (Depletion)

### آماده سازی معرف کاری :

۴ حجم از بافر شماره ۱ را با یک حجم معرف شماره ۲ مخلوط کنید.

### پایداری :

در صورت نگهداری در دمای °C ۲-۸ و محافظت در برابر نور ، کیت تا تاریخ انقضاء ذکر شده بر روی جعبه قابل مصرف بوده و معرف کاری پس از تهیه ۲ روز در دمای °C ۲۰-۲۵ و یک هفته در دمای °C ۲-۸ پایدار می باشد.

### نمونه ها :

سرم بدون همولیز (آزاد شدن LDH گلبولهای قرمز در سرم سبب افزایش کاذب در اندازه گیری می گردد)

سرم را بلافاصله از روی لخته جدا کرده و آن را در دمای اتاق نگهداری کنید . از قرار دادن سرم در یخچال و فریزر بعلت ناپایدار بودن برخی از ایزوآنزیمهای LDH نسبت به سرما ، خودداری کنید. بهتر است سرم در روز نمونه گیری مورد آزمایش قرار گیرد.

### دامنه مرجع :

۲۳۵-۴۷۰ U/L

میزان LDH در نوزادان بیشتر از بزرگسالان است .

### روش انجام آزمایش :

دمای °C ۳۷ ، طول موج ۳۴۰ nm ، کوت ۱ cm

توجه : جذب نوری طی انجام واکنش کاهش می یابد.

قبل از انجام آزمایش دمای معرف کاری را به °C ۳۷ برسانید .

دستگاه را در مقابل آب مقطر صفر کنید.

### روش تک محلوله:


نمونه	۲۰ μL
معرف کاری	۱ mL

### روش دو محلوله:

نمونه	۲۵ μL
معرف ۱	۱ mL

مخلوط کرده، ۳ دقیقه صبر کنید. سپس ۲۵۰ μL معرف ۲ اضافه کرده

مخلوط کنید، یک دقیقه صبر کنید (Delay time) جذب نوری را تعیین نموده (A1) ، اختلاف جذب نوری را پس از دقیقه اول ، دوم و سوم هر دقیقه نسبت به دقیقه قبل بدست آورید.



### محاسبه :

سه اختلاف جذب نوری بدست آمده در دقیقه را با هم جمع کرده بر سه تقسیم کنید و میانگین حاصل را (ΔA/min) در فاکتور ۸۰۹۵ ضرب نمائید

$$\text{U/L} = \Delta A/\text{min} \times ۸۰۹۵$$

### محدوده اندازه گیری :

بالین روش محدوده U/L ۵۰-۱۲۰۰ فعالیت آنزیم LDH قابل اندازه گیری می باشد.

چنانچه میانگین اختلاف جذب نوری در دقیقه بیش از ۰/۱۵ باشد، سرم را به نسبت ۱ + ۹ با استفاده از کلرید سدیم ۹ g/L رقیق نموده ، آزمایش را تکرار و نتیجه را در عدد ۱۰ ضرب نمائید.

### دقت :

آزمایشها با استفاده از دستگاه اتوآنالایزر در دمای °C ۳۷ انجام شده است .

Within-run			
Level	n	Mean(U/L)	CV(%)
Low	20	175	3.6
Medium	20	351	2.4
High	19	961	2.3
Between-run			
Level	n	Mean(U/L)	CV(%)
Low	88	173	5.8
Medium	88	345	4.8
High	85	947	2.8

### عوامل مداخله گر:

کدورت ناشی از تری گلیسرید تا غلظت ۶۰۰ mg/dl تداخلی در انجام واکنش ایجاد نمی کند.

آدرس دفتر فروش : بلوار کشاورز، نبش خیابان قدس، شماره ۴۱ طبقه پنجم  
تلفن دفتر فروش : ۸۸۹۵۱۸۵۳-۸۸۹۵۴۱۵۲  
نمابر دفتر فروش : ۸۸۹۵۸۷۴۲

## REFERENCES:

- 1- Henderson , A.R. , Moss D.W., Enzymes , Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry , 5<sup>th</sup> ED., Burtis, C.A. & Ashwood , E.R. (W.B. Saunders eds. Philadelphia USA) , (2001) , 352.
- 2- Ward, M.K., Cockayne , S., Enzymology. Clinical Chemistry : Concept and Application , Anderson , S.C., Cockayne , S. (W.B. Saunders eds . Philadelphia USA) , (1993), 238
- 3- Vassault A., et al., Recommendations pour la mesure de la concentration catalytique de la lactate deshydrogenase dans le serum humain a+30 °c. Ann.Biol.Clin., (1982) , 40 , 87 .
- 4- Tietz, N.W., Clinical guide to laboratory tests . 3<sup>th</sup> Ed.,(W.B Saunders eds. Philadelphia USA), (1995), 384.
- 5- Sanhai, W.R., Christensen, R.H., Cardiac and muscle disease . Clinical Chemistry : Theory, Analysis , Correlation 4<sup>th</sup> Ed., Kaplan , L.A, Pesce, A.J., Kazmierczak, S.C., (Mosby, Inc. eds. St Louis USA) , (2003), 566 and appendix.
- 6- Vassault A., et al. ,\_Protocole de validation de techniques, (Documents B, stade 3). Ann.Biol.Clin., (1986) , 44 , 686.
- 7- Vassault A., et al. , Analyses de biologie medicale: specifications et nomes d'acceptabilite a l'usage de la validation des techniques. Ann.Biol.Clin., (1999) , 57 , 685.
- 8- Young, D.S., Effects of preanalytical variables on clinical laboratory tests, 2<sup>th</sup> Ed., AACC Press, (1997).
- 9- Young, D.S., Effects of drugs on clinical laboratory tests, 4<sup>th</sup> Ed., AACC Press, (1995).